


Anti-Tsnax 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q99598

품목 번호: CM0016324



소개

인간 TSNAX(TRAX, C3PO)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응하며, RNA 침묵 복합체 및 정자 형성 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TSNAX 토끼 pAb
비고/별칭	C3PO; TRAX; TSNAX
종	인간
GeneID	7257
면역원	인간 TSNAX(NP_005990.1)의 아미노산 1-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q99598
단백질 분자량	33kDa
배송 방식	아이스 팩