

Wb, Elisa용 Anti-Tspan18 폴리클로널 항체 - Q80Wr1

품목 번호: CM0024013

소개

마우스 Tspan18에 대한 토끼 폴리클로널 항체로, 웨스턴 블로트 및 ELISA에 적합하며 마우스 및 랫트 반응성에 대해 검증되었습니다. Tspan18은 ORAI1 국소화 및 Ca2+ 신호 전달을 조절합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Tspan18 Rabbit pAb
비고/별칭	6720430015; 2610042G18Rik; Tspan18
종(Species)	마우스
GeneID	241556
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 마우스 Tspan18 (NP_899003.1)의 아미노산 149-248 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼
카테고리	폴리클로널 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫트
SWISS	Q80WR1
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)