

Wb, Elisa용 항-Tspan31 다클론 항체 - Q12999

품목 번호: CM0015655

소개

인간 TSPAN31(SAS)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 막 단백질 연구, 암 연구, IVD 검사 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TSPAN31 토끼 pAb
비고/별칭	SAS; TSPAN31
종	인간
유전자ID (인간)	6302
유전자ID	6302
면역원	인간 TSPAN31 (NP_005972.1)의 아미노산 95-175에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q12999
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스백