

Wb, Elisa용 항-Tspan33 다클론 항체 - Q86Uf1

품목 번호: CM0029712

소개

WB 및 ELISA에 적합한 검증된 TSPAN33 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 TSPAN33을 인식합니다. C-말단을 표적으로 하는 합성 펩티드 면역원입니다. 적혈구 생성 및 ADAM10 상호작용 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TSPAN33 토끼 pAb
비고/별칭	PEN; PEN.; TSPAN-33; TSPAN33
종	인간
유전자 ID (인간)	340348
유전자 ID	340348
면역원	합성 펩티드 인간 TSPAN33 (NP_848657.1)의 아미노산 200번부터 C-말단까지의 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q86UF1
단백질 분자량	32kDa
배송 방식	아이스 팩