

Anti-Tspan4/Nag-2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O14817

품목 번호: CM0017471

소개

인간 TSPAN4/NAG-2 (NAG2, TM4SF7로도 알려짐)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트에서 교차 반응성을 보입니다. 테트라스파닌 매개 막 마이크로도메인 및 마이그라솜 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	TSPAN4/NAG-2 Rabbit pAb
비고/별칭	NAG2; NAG-2; TM4SF7; TSPAN-4; TETRASPAN; TSPAN4/NAG-2
종	인간
GeneID (Human)	7106
GeneID	7106
면역원	인간 TSPAN4/NAG-2 (NP_003262.1)의 아미노산 100-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O14817
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스백