

Wb, If-P, Elisa용 항-Tspan7 토끼 다클론 항체 - P41732

품목 번호: CM0026188

소개

TSPAN7 토끼 pAb(다클론 항체)는 WB, IF-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가지며 인간 TSPAN7(28kDa)을 검출합니다. 세포 증식 및 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TSPAN7 토끼 pAb
비고/별칭	A15; MXS1; CD231; MRX58; CCG-B7; TM4SF2; XLID58; TALLA-1; TM4SF2b; DXS1692E; TSPAN7
종	인간
GeneID	7102
면역원	인간 TSPAN7(NP_004606.2)의 아미노산 140-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 쥐
SWISS	P41732
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스 팩