

Wb, Elisa용 항Tspan8 토끼 다클론 항체 - P19075

품목 번호: CM0014043

소개

WB 및 ELISA용 고품질 TSPAN8 토끼 다클론 항체.
인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 테트라스파닌 생물학,
세포 이동 및 장 장벽 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TSPAN8 토끼 pAb
비고/별칭	CO-029; TM4SF3; TSPAN8
종	인간
유전자 ID (인간)	7103
유전자 ID	7103
면역원	인간 TSPAN8 (NP_004607.1)의 아미노산 110-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P19075
단백질 분자량	26kDa
배송 방식	아이스 팩