

Anti-Tspan8 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P19075

품목 번호: CM0013717

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-TSPAN8 토끼 폴리클론항체. 인간, 마우스, 래트와 교차반응. 세포 신호전달, 이동, 종양 진행에 관여하는 tetraspanin-8을 표적. 진단 및 연구 응용에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TSPAN8 Rabbit pAb
비고/별칭	CO-029; TM4SF3; TSPAN8
종	인간
GeneID (Human)	7103
GeneID	7103
면역원	제조합 단백질 인간 TSPAN8 (NP_004607.1)의 아미노산 110-200에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P19075
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스백