

항-Tspo 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa 용) - P30536

품목 번호: CM0022287

소개

인간 TSPO(PBR)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었으며 생쥐와 교차 반응합니다. 콜레스테롤 수송 및 스테로이드 합성에 관여하는 19 kDa 미토콘드리아 전좌단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PBR/TSPO 토끼 pAb
비고 / 별칭	DBI; IBP; MBR; PBR; PBS; BPBS; BZRP; PKBS; PTBR; mDRC; pk18; TSPO1; PBR/TSPO
종	인간
GeneID (인간)	706
GeneID	706
면역원	재조합 단백질 인간 PBR/PBR/TSPO (NP_000705.2)의 아미노산 1-50번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	생쥐
SWISS	P30536
단백질 분자량	19kDa
배송 방식	아이스 팩