

Wb 및 Elisa용 Anti-Tspy3 Rabbit Polyclonal Antibody - P0Cv98

품목 번호: CM0019444

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 TSPY3 토끼 폴리클론항체.
인간 TSPY3를 검출하며, 쥐와 교차반응. 정자 분화 및
증식 연구용. - P0CV98

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TSPY3 Rabbit pAb
비고/별칭	CT78; TSPY; TSPY1; TSPY10; TSPY3
종	인간
GeneID (Human)	728137
GeneID	728137
면역원	인간 TSPY3 (NP_001071165.2)의 아미노산 1-308에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	P0CV98
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백