

## Wb 및 Elisa용 Anti-Tspxl2 토끼 다클론 항체 - Q9H2G4

품목 번호: CM0013036

### 소개

사람 TSPYL2(Testis-specific Y-encoded-like protein 2)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드 TSPYL2와 교차 반응합니다. 전사 조절, 염색질 동역학 및 세포 주기 조절 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수       | 값                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | TSPYL2 토끼 pAb                                                          |
| 비고/별칭      | CDAL; CTCL; NP79; TSPX; CINAP; DENTT; SE204; HRIHFB2216; TSPYL2        |
| 종          | 사람                                                                     |
| 유전자 ID(사람) | 64061                                                                  |
| 유전자 ID     | 64061                                                                  |
| 면역원        | 재조합 단백질 사람 TSPYL2(NP_071400.1)의 아미노산 240-460에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 숙주         | 토끼                                                                     |
| 분류         | 다클론 항체                                                                 |
| 적용 분야      | WB, ELISA                                                              |
| 교차 반응성     | 사람, 마우스, 랫드                                                            |
| SWISS      | Q9H2G4                                                                 |
| 단백질 분자량    | 79kDa                                                                  |
| 배송         | 아이스팩                                                                   |