

웨스턴 블롯, Elisa용 Anti-Tssk3 폴리클로날 항체 - Q96Pn8

품목 번호: CM0031086

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증된 TSSK3 Rabbit pAb로, 마우스 및 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 정자 세포 발달 및 수컷 생식 능력에 필수적인 고환 특이 세린/트레오닌 키나제 3을 표적합니다. 생식 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TSSK3 Rabbit pAb
비고/별칭	TSK3; SPOGA3; STK22C; STK22D; TSSK3
종	인간
GeneID (인간)	81629
GeneID	81629
면역원	인간 TSSK3 (NP_443073.1)의 아미노산 1-268에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	웨스턴 블롯, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q96PN8
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스백