

Anti-Tssk4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q6Sa08

품목 번호: CM0030735

소개

인간 TSSK4를 표적으로 하는 Rabbit polyclonal 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스와 교차 반응합니다. 약 37 kDa의 고환 특이 세린/트레오닌 키나아제는 정자 형성 및 Cre/Creb 신호 전달에 관여합니다. 연구용.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TSSK4 Rabbit pAb
비고/별칭	TSK4; TSK-4; TSSK5; STK22E; C14orf20; TSSK4
종	인간
유전자 ID (인간)	283629
유전자 ID	283629
면역원	인간 TSSK4 (NP_777604.2)의 아미노산 79-328 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q6SA08
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백