


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ttbk2 토끼 다클로날 항체 - Q6Iq55

품목 번호: CM0026825



소개

사람 TTBK2에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 쥐와 교차 반응합니다. 타겟은 섬모 생성 및 타우 인산화를 조절하는 tau-tubulin kinase 2입니다. 신경 퇴행성 및 섬모병 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TTBK2 Rabbit pAb
비고/별칭	TTBK; SCA11; TTBK2
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	146057
유전자 ID	146057
면역원	사람 TTBK2 (NP_775771.3)의 아미노산 1185-1244에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Rat)
SWISS	Q6Iq55
단백질 크기	137kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)