


Anti-Ttc11/Fis1 다클론 항체 (Wb, Ip, If/Icc, Elisa용) - Q9Y3D6

품목 번호: CM0026400



소개

TTC11/FIS1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IP, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 사람, 마우스, 래트와 반응하며 미토콘드리아 역학, 퍼옥시좀 분열 및 세포사멸 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	TTC11/FIS1 토끼 pAb
비고/별칭	TTC11; CGI-135; TTC11/FIS1
종	사람
GeneID (사람)	51024
GeneID	51024
면역원	사람 TTC11/FIS1 (NP_057152.2)의 아미노산 1-122에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y3D6
단백질 분자량	17 kDa
배송 방식	아이스백