

Wb, Elisa용 Anti-Ttc3 Rabbit Polyclonal Antibody - P53804

품목 번호: CM0012958

소개

TTC3 E3 유비퀴틴-단백질 리가제를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체. WB 및 ELISA에 대해 검증됨; 인간, 마우스, 래트와 교차 반응. 유비퀴틴화, Akt 신호 전달 및 신경 세포 분화 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TTC3 Rabbit pAb
비고/별칭	DCRR1; RNF105; TPRDIII; TTC3
종	인간
GeneID (인간)	7267
GeneID	7267
면역원	인간 TTC3 (NP_003307.3)의 아미노산 1400-1700에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P53804
단백질 분자량	230kDa
배송	아이스팩