


Wb, Elisa용 항-Ttc5 다클론 항체 - Q8N0Z6

품목 번호: CM0014097



소개

인간 TTC5(Strap)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응하며, 크로마틴 조절 및 DNA 복구 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TTC5 토끼 pAb
비고/별칭	Strap; NEDCAFD; TTC5
종	인간
GeneID (인간)	91875
GeneID	91875
면역원	인간 TTC5 (NP_612385.2)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8N0Z6
단백질 분자량	49kDa
배송 방식	아이스 팩