

Wb, Elisa용 Anti-Ttc7A 토끼 다클로날 항체 - Q9Ult0

품목 번호: CM0023069

소개

인간 TTC7A에 대한 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 적합합니다. 쥐(Rat)와 교차 반응합니다. PI4K 세포막 국재화 및 포스파티딜이노시톨 4-인산 합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	TTC7A Rabbit pAb
비특이적 반응/별칭	TTC7; GIDID; MINAT; TTC7A
종(Species)	인간(Human)
GeneID	57217
항원(Immunogen)	인간 TTC7A (NP_001275880.1)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	Q9ULT0
단백질 분자량	96kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)