

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Ttf-1 토끼 단일클론 항체 - P43699

품목 번호: CM0009927

소개

사람, 마우스, 랫드에 반응하며 WB, IF-P, IHC-P, ELISA용으로 검증된 Anti-TTF-1 토끼 mAb입니다. 폐와 갑상선 발달에 중요한 갑상선 전사 인자인 NKX2-1을 표적으로 합니다. 암 및 발생 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TTF-1 토끼 mAb
비고/별칭	BCH; BHC; NK-2; TEBP; TTF1; NKX2A; NMTCL; T/EBP; TITF1; TTF-1; NKX2.1; NKX2-1
종	사람
GeneID (사람)	7080
GeneID	7080
면역원	합성 펩타이드; 사람 NKX2-1(P43699)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
제조 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P43699
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백