

If/Icc 및 Elisa용 항-Ttf1 토끼 다클론 항체 - Q15361

품목 번호: CM0024487

소개

인체 TTF1(핵소체 전사 종결 인자)을 표적으로 하는
고품질 토끼 다클론 항체입니다. IF/ICC 및 ELISA
검증을 완료했습니다. rDNA 전사 조절 및 핵소체 기능
연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TTF1 토끼 pAb
비고/별칭	TTF-1; TTF-I; TTF1
종	인체(Human)
GeneID	7270
면역원	인체 TTF1(NP_031370.2)의 806-905 아미노산 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인체
SWISS	Q15361
단백질 중량	103kDa
배송	아이스팩