


Wb, Elisa용 Anti-Ttr 토끼 단일클론 항체 - P02766

품목 번호: CM0011584



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-TTR 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 트랜스티레틴(P02766)을 타겟으로 하며, 갑상선 호르몬 운반체입니다. 아밀로이드증 및 호르몬 운반 메커니즘 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TTR Rabbit mAb
비고/별칭	CTS; TTN; ATTR; CTS1; PALB; TBPA; HEL111; HsT2651; TTR
종(Species)	Human (인간)
GeneID (인간)	7276
GeneID	7276
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 TTR (P02766)의 아미노산 68-147 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human (인간)
SWISS	P02766
단백질 분자량	16kDa
배송(Shipping)	아이스팩