

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Tubb8 Rabbit Polyclonal Antibody - Q3Zcm7

품목 번호: CM0030550

소개

인간 TUBB8에 대한 토끼 다클로널 항체로, 아미노산 350-444를 타겟팅합니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 미세소관 역학 및 난자 성숙 연구에 이상적입니다. 인간과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TUBB8 Rabbit pAb
비고/별칭	OOMD; OOMD2; OZEMA2; bA631M21.2; TUBB8
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	347688
유전자 ID	347688
면역원	인간 TUBB8 (NP_817124.1)의 아미노산 350-444에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q3ZCM7
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스팩