

Wb, Elisa용 항-Tubgcp3 토끼 다클론 항체 - Q96Cw5

품목 번호: CM0029740



소개

감마-튜블린 복합체 구성요소 3(TUBGCP3/GCP3)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증되었습니다. 사람, 마우스, 래트와 반응합니다. 중심체 및 미세소관 핵형성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TUBGCP3 토끼 pAb
비고/별칭	104p; ALP6; GCP3; Spc98; SPBC98; Spc98p; Grip104; TUBGCP3
종	사람
유전자 ID (사람)	10426
유전자 ID	10426
면역원	사람 TUBGCP3(NP_001273207.1)의 아미노산 1-250번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q96CW5
단백질 분자량	104kDa
배송	아이스 팩