

Wb, Elisa용 Anti-Tubgcp5 폴리클로날 항체 - Q96Rt8

품목 번호: CM0020646



소개

WB 및 ELISA 애플리케이션용 TUBGCP5 토끼 폴리클로날 항체(118 kDa). 미세소관 핵형성에 관여하는 감마-튜불린 링 복합체의 주요 구성 요소인 사람 및 쥐 TUBGCP5를 검출합니다. 섬유체(centrosome) 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TUBGCP5 Rabbit pAb
비고/별칭	GCP5; TUBGCP5
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	114791
GeneID	114791
면역원(Immunogen)	사람 TUBGCP5 (NP_443135.3)의 아미노산 100-200 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	쥐(Rat)
SWISS	Q96RT8
단백질 분자량	118kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)