


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Tubgcp6 다클론 항체 - Q96Rt7

품목 번호: CM0018976



소개

핵심 감마-튜불린 고리 복합체 서브유닛인 TUBGCP6(GCP6)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 생쥐, 쥐에서 WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 중심체 및 미세소관 형성 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TUBGCP6 토끼 pAb
비고/별칭	GCP6; GCP-6; MCCRP; MCCRP1; MCPHCR; TUBGCP6
종	사람
유전자 ID (사람)	85378
유전자 ID	85378
면역원	사람 TUBGCP6(NP_065194.2)의 아미노산 600-900에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	Q96RT7
단백질 분자량	200kDa
배송 방식	아이스백