

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Tubulin Beta-1 Chain 단클론 항체 - Q9H4B7

품목 번호: CM0002060

소개

WB, IF/ICC, ELISA용 Anti-Tubulin beta-1 chain 토끼 단클론 항체입니다. 인간 Tubulin beta-1 chain을 인식하며, 마우스, 쥐, 소, 개, 원숭이와 교차 반응합니다. 미세소관 구조 및 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Tubulin beta-1 chain Rabbit mAb
비고/별칭	MACTHCl; Tubulin beta-1 chain
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	81027
유전자 ID	81027
면역원	인간 Tubulin beta-1 chain (Q9H4B7)의 아미노산 352-451 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat), 소(Cow), 개(Dog), 원숭이(Monkey)
SWISS	Q9H4B7
단백질 분자량	50 kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)