


Wb 및 Elisa용 Anti-Tug/Aspscr1 토끼 단일클론 항체 - Q9Bze9

품목 번호: CM0003903



소개

CamelBio의 Anti-TUG/ASPSCR1 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블로트 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스 TUG/ASPSCR1(~60kDa의 GLUT4 테더링 단백질)를 검출합니다. 대사 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TUG/ASPSCR1 Rabbit mAb
비고/별칭	TUG; ASPL; ASPs; RCC17; UBXD9; UBXN9; ASPCR1; TUG/ASPSCR1
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	79058
유전자 ID	79058
면역원(Immunogen)	인간 TUG/ASPSCR1 (Q9BZE9)의 아미노산 200-300 내부 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	Q9BZE9
단백질 분자량	60kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)