

Anti-Tulp2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P46686

품목 번호: CM0020247

소개

마우스 Tulp2 (Tubby-related protein 2)를 표적하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 망막 및 고환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Tulp2 Rabbit pAb
비고/별칭	Pdet, Tulp2
종(Species)	마우스
유전자 ID (인간)	7288
유전자 ID	56734
항원(Immunogen)	마우스 Tulp2 (NP_032833.2)의 아미노산 78-305에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P46686
단백질 분자량	63kDa
배송(Shipping)	아이스 팩