

웨스턴 블롯용 Anti-Tweakr/Fn14/Cd266 폴리클론 항체 - Q9Np84

품목 번호: CM0013660



소개

인간 TWEAKR/Fn14/CD266 (TNFRSF12A)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA 적용에 대해 검증되었습니다. 재조합 면역원; 14 kDa; 인간 반응성. 세포자멸사 및 혈관생성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TWEAKR/Fn14/CD266 토끼 pAb
비고/별칭	FN14; CD266; TWEAKR; TWEAKR/Fn14/CD266
종	인간
GeneID (human)	51330
GeneID	51330
면역원	인간 TWEAKR/Fn14/CD266 (NP_057723.1)의 아미노산 28-129에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NP84
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스백