

Wb, Elisa용 Anti-Tweakr/Fn14/Cd266 토끼 단일클론 항체 - Q9Np84

품목 번호: CM0010392



소개

사람 TWEAKR/Fn14/CD266(TNFRSF12A)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 아미노산 50-129에서 유래한 재조합 면역원이 사용되었습니다. 14kDa 단백질을 인식합니다. 세포사멸, 혈관신생 및 세포 접착 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TWEAKR/Fn14/CD266 토끼 mAb
비고/별칭	FN14; CD266; TWEAKR; TWEAKR/Fn14/CD266
종	사람
GeneID (사람)	51330
GeneID	51330
면역원	합성 펩타이드(사람 TWEAKR/Fn14/CD266(Q9NP84)의 아미노산 50-129 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드)
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	Q9NP84
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스팩