

Wb, Elisa용 항-Twfl 다클론 항체 - Q12792

품목 번호: CM0017720



소개

인간 TWF1(트윈필린-1/A6/PTK9)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 액틴 역학 및 내포작용 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	TWF1 토끼 pAb
비고/별칭	A6, PTK9, TWF1
종	인간
유전자 ID (인간)	5756
유전자 ID	5756
면역원	인간 TWF1 (NP_002813.3)의 아미노산 101-350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q12792
단백질 분자량	40kDa
배송 방식	아이스 팩