

Wb, Elisa용 Anti-Twf2 폴리클로날 항체 - Q6Ibs0

품목 번호: CM0026428



소개

트윈필린-2(TWF2)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. 액틴 역학 및 엔도사이토시스에 관여합니다. 세포골격 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TWF2 Rabbit pAb
비고/별칭	A6r; A6RP; PTK9L; MSTP011; TWF2
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	11344
유전자 ID	11344
면역원	인간 TWF2 (NP_009215.1)의 아미노산 1-349에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	Q6IBS0
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)