


Wb, Ip, Elisa용 Anti-Twf2 토끼 단일클론 항체 - Q6Ibs0

품목 번호: CM0006961



소개

사람 TWF2 (Twinfilin-2)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IP 및 ELISA 용도로 검증되었습니다. 사람, 쥐, 랫트와 교차 반응합니다. 액틴 역학 및 클래트린 매개 엔도사이토시스에 관여하는 ~40 kDa 단백질을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TWF2 Rabbit mAb
비고/별칭	A6r; A6RP; PTK9L; MSTP011; TWF2
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	11344
유전자 ID	11344
면역원	사람 TWF2의 아미노산 1-349에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_009215.1).
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IP, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	Q6IBS0
단백질 크기	40 kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)