

Wb, Ihc-P, Elisa용 항트위스트 다클론 항체 - Q15672

품목 번호: CM0025904



소개

인간 트위스트 단백질(TWIST1, bHLHa38)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 전사 조절, 안면두개 발달 및 근발생 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	트위스트 토끼 pAb
비고/별칭	CRS; CSO; SCS; ACS3; CRS1; BPES2; BPES3; SWCOS; TWIST; bHLHa38; Twist
종	인간
유전자ID (인간)	7291
유전자ID	7291
면역원	재조합 단백질 트위스트(NP_000465.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15672
단백질 분자량	21kDa
배송 방식	아이스백