

Wb, If/Icc, If-P, Elisa용 Anti-Twist1 단일클론 항체 - Q15672

품목 번호: CM0005905



소개

웨스턴 블롯, 면역형광법 및 ELISA용으로 검증된 TWIST1 토끼 단일클론 항체입니다. 사람 및 마우스 TWIST1에 반응하며, 전사 조절 및 발생 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

제품 매개변수	값
제품명	TWIST1 Rabbit mAb
비고/별칭	TWIST1; ACS3; BPES2; BPES3; CRS; CRS1; CSO; SCS; TWIST; bHLHa38; twist-related protein 1
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	7291
GeneID	7291
면역원(Immunogen)	사람 TWIST1 (NP_000465.1)의 아미노산 50-150 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q15672
단백질 분자량(Protein Weight)	21kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)