

Wb, Elisa용 Anti-Txlna 토끼 다클론 항체 - P40222

품목 번호: CM0020154

소개

WB, ELISA에 대해 검증된 Anti-TXLNA 토끼 다클론 항체입니다. 세포 내 소낭 수송 및 엑소사이토시스에 관여하는 인간 알파-텍실린(62 kDa, 유전자 ID 200081)을 인식합니다. 연구용으로만 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TXLNA 토끼 pAb
비고/별칭	IL14; TXLN; TXLNA
종	인간
유전자 ID(인간)	200081
면역원	인간 TXLNA의 아미노산 1~160에 해당하는 재조합 단백질(NP_787048.1)
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P40222
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스백