

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Txlna 토끼 다클로날 항체 - P40222

품목 번호: CM0019666

소개

사람 알파-탁실린(TXLNA)을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯(Western blot), IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 세포 내 소포 운반 및 칼슘 의존성 외분비 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TXLNA Rabbit pAb
비고/별칭	IL14; TXLN; TXLNA
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	200081
GeneID	200081
면역원(Immunogen)	사람 TXLNA (NP_787048.1)의 아미노산 1-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human)
SWISS	P40222
단백질 분자량	62kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)