

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Txndc12 토끼 다클로날 항체 - O95881

품목 번호: CM0018647



소개

인간 TXNDC12 (ERp18/ERp19)를 타겟팅하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. ER 단백질 디설파이드 이성질화효소 활성 및 레독스 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TXNDC12 Rabbit pAb
비고/별칭	AG1, AGRI, ERP16, ERP18, ERP19, TLP19, hAG-1, PDIA16, hTLP19, TXNDC12
종	인간(Human)
GeneID (인간)	51060
면역원	인간 TXNDC12 (NP_056997.1)의 아미노산 93-172에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O95881
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)