


Wb용 Anti-Txndc5 다클론 항체 - Q8Nbs9

품목 번호: CM0018664



소개

인체 TXNDC5(ERp46)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 검증 완료. 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응함. ER 단백질 폴딩 및 이황화 결합 형성 연구에 이상적임.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TXNDC5 토끼 pAb
비고/별칭	HCC2; ERP46; HCC-2; STRF8; PDIA15; UNQ364; ENDOPDI; TXNDC5
종	인간
GeneID (인간)	81567
GeneID	81567
면역원	재조합 단백질 인간 TXNDC5(NP_001139021.1)의 아미노산 1-324에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q8NBS9
단백질 무게	48kDa
배송	아이스팩