

항-Txndc9 토끼 다클론 항체, Wb·ihc-P·elisa 용도 - O14530

품목 번호: CM0030321

소개

TXNDC9에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 액틴 및 튜불린 폴딩에 관여하는 샤페로닌 TCP1 ATPase 활성의 음성 조절인자인 인간, 마우스 및 래트 TXNDC9를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TXNDC9 토끼 pAb
비고/별칭	APACD, PHLP3, TXNDC9
종	인간
유전자 ID (인간)	10190
면역원	인간 TXNDC9 (NP_005774.2)의 아미노산 1-110에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O14530
단백질 분자량	27kDa
배송 방식	아이스 팩