


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Txnip Rabbit Polyclonal Antibody - Q9H3M7

품목 번호: CM0026063



소개

CamelBio는 WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 Rabbit anti-TXNIP 폴리클론 항체를 제공합니다. 인간, 마우스, 랫드 TXNIP(~44kDa)을 검출합니다. 산화 스트레스, 세포 주기 정지, 종양 억제 기능에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TXNIP Rabbit pAb
비고/별칭	THIF; VDUP1; ARDC6; HHCPA78; EST01027; TXNIP
종	인간
유전자 ID (인간)	10628
면역원	인간 TXNIP (NP_006463.3)의 아미노산 1-166 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원료	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9H3M7
단백질 무게	44kDa
배송	아이스백