


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Txnl1 폴리클로날 항체 - O43396

품목 번호: CM0022924



소개

인간 TXNL1 (Thioredoxin-like protein 1)을 표적하는 토끼 폴리클로날 항체로, 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. Swiss-Prot O43396. 레독스 생물학 연구용으로 사용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	TXNL1 Rabbit pAb
비고/별칭	Txl; TXNL; TRP32; TXL-1; HEL-S-114; TXNL1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	9352
유전자 ID	9352
면역원(Immunogen)	재조합 단백질; 인간 TXNL1 (NP_004777.1)의 아미노산 1-289에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O43396
단백질 분자량	32kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)