


Wb 및 Elisa용 Anti-Txnl4A Rabbit Polyclonal Antibody - P83876

품목 번호: CM0016977



소개

인 TXNL4A (Thioredoxin-like protein 4A, DIM1/U5-15kD)를 타겟으로 하는 폴리클로널 항체입니다. 마우스와의 교차 반응성이 확인되었으며 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 스플라이스솜 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TXNL4A Rabbit pAb
비고/별칭	BMKS, DIB1, DIM1, TXNL4, SNRNP15, U5-15kD, TXNL4A
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	10907
GeneID	10907
면역원(Immunogen)	인간 TXNL4A (NP_006692.1)의 아미노산 1-142에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P83876
단백질 분자량	17kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)