

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Txn14B 폴리클로날 항체 - Q9Nx01

품목 번호: CM0028154



소개

TXNL4B (DLP/Dim2)를 타겟으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. pre-mRNA 스플라이싱 및 S/G2 전이에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TXNL4B Rabbit pAb
비고/별칭	DLP; Dim2; TXNL4B
종	Human
유전자 ID (인간)	54957
유전자 ID	54957
면역원	인간 TXNL4B (NP_060323.1)의 아미노산 1-149에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	Q9NX01
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스 팩