


Wb 및 Elisa용 Anti-Tymp 다클론 항체 - P19971

품목 번호: CM0016134



소개

TYMP(티미딘 인산화효소/PD-ECGF)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 인간 및 랫드 샘플에서 WB와 ELISA 용도로 검증되었습니다. 혈관신생 및 뉴클레오사이드 대사 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TYMP 토끼 pAb
비고/별칭	TP; ECGF; ECGF1; MNGIE; MEDPS1; MTDPS1; PDECGF; hPD-ECGF; TYMP
종	인간
GeneID (인간)	1890
면역원	재조합 단백질
생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	P19971
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스백