

Anti-Tyms Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P04818

품목 번호: CM0018583



소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 TYMS Rabbit Polyclonal Antibody입니다. 티미딜레이트 합성 및 암 연구에서 핵심 효소인 인간 및 마우스 티미딜레이트 합성효소(TS, TMS, HST422)를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TYMS Rabbit pAb
비고/별칭	TS; TMS; DKCD; HST422; TYMS
종	인간
유전자 ID (인간)	7298
유전자 ID	7298
면역원	인간 TYMS (NP_001062.1)의 아미노산 1-313에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P04818
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백