

Wb 및 Elisa용 Anti-Tyro3 단일클론항체 - Q06418

품목 번호: CM0002124



소개

인간 Tyro3(Q06418)에 대한 재조합 토끼 단일클론항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차반응합니다. 세포 생존, 이동 및 바이러스 침투 메커니즘 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Tyro3 Rabbit mAb
비고/별칭	BYK; Dtk; RSE; Rek; Sky; Tif; Etk-2; Tyro3
종	인간
유전자 ID (인간)	7301
유전자 ID	7301
면역원	합성 펩타이드 인간 Tyro3 (Q06418)의 아미노산 791-890에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	단일클론항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q06418
단백질 분자량	97kDa
배송	아이스백