


Wb, Elisa용 Anti-Tyrobp 폴리클로날 항체 - O43914

품목 번호: CM0018623



소개

사람 TYROBP (DAP12)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 면역 신호 전달 및 파골세포 발달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TYROBP Rabbit pAb
비고/별칭	DAP12; KARAP; PLOSL; PLOSL1; TYROBP
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	7305
GeneID	7305
면역원	사람 TYROBP (NP_003323.1)의 아미노산 1-113 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스 (Mouse), 쥐 (Rat)
SWISS	O43914
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)