

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항티로시나제 토끼 다클론 항체 - P14679

품목 번호: CM0016599



소개

인간 티로시나제에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 멜라닌 생합성 및 색소 침착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	티로시나제 토끼 pAb
비고/별칭	ATN; CMM8; OCA1; OCA1A; OCA1A; SHEP3; 티로시나제
종	인간
유전자ID (인간)	7299
유전자ID	7299
면역원	합성 펩타이드: 인간 티로시나제(NP_000363.1)의 아미노산 20-340번 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P14679
단백질 분자량	60kDa
배송 방식	아이스백