

Anti-Tyrosinase 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - P14679

품목 번호: CM0018725



소개

WB, IHC-P, ELISA에 적합한 Tyrosinase 토끼 다클론 항체(60kDa). 인간 및 쥐(Rat)와 반응합니다. 멜라닌 생합성 효소를 표적으로 하며, 알비니즘 및 흑색종 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Tyrosinase 토끼 pAb
비고/별칭	ATN; CMM8; OCA1; OCA1A; OCA1A; SHEP3; Tyrosinase
종(Species)	인간
GeneID (인간)	7299
GeneID	7299
면역원	인간 Tyrosinase(NP_000363.1)의 아미노산 20-340에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐(Rat)
SWISS	P14679
단백질 무게	60kDa
배송	아이스팩